

Blodtagningsvogn
Individuel højdejustering

Hvad siger brugerne?

Blodtagningsvognen fra Hounisen Laboratorieudstyr er udviklet i tæt samarbejde med Odense Universitetshospital for at løse en række af hverdagens udfordringer under blodtagningen.

Bioanalytikerne fra Afdeling KBF ved Odense Universitetshospital foretager mange daglige blodprøver, og det stiller krav til blodtagningsudstyrets fleksibilitet og ergonomi. Det skal blandt andet være muligt at indstille udstyret hurtigt under de skiftende arbejdsforhold og efter medarbejdernes højde.

For at imødekomme medarbejdernes behov indledte Odense Universitetshospital et udviklingssamarbejde med Hounisen Laboratorieudstyr. Resultatet af samarbejdet er en fleksibel, hygiejnisk og ergonomisk blodtagningsvogn, der kan tilpasses medarbejdernes individuelle behov.

Vognen er fremstillet af solide kvalitetsmaterialer, der gør den let at rengøre og hurtig at transportere rundt - selv på tætbefolkede gange og små patientstuer.

Læs her, hvad bioanalytikerne fra Odense Universitetshospital fremhæver ved den nye vogn.

“I mange af vores funktioner har vi ikke mulighed for at have samme vogn. Så er det vigtigt, at det ikke tager en halv time at indstille vognen. Når vi forlader patienten, så indstiller vi vognen lynhurtigt - faktisk mens vi går.”

“Vi bukker håndtaget helt ind, så det fylder så lidt som muligt på små stuer. Det er vi nødt til at kunne i situationer, hvor der er andet personale samtidig, og hvor vi skal kunne møve os ind.”

“Systemet letter arbejdsgangen, når vi er ude for at tage blodprøver. Det er genialt, at vi kan flytte skraldespande og blanketholdere, så de sidder i den rigtige side.”

Gratis udlån i op til en måned

Oplev forskellen i dit eget laboratorium

De mange fordele ved blodtagningsvognen skal prøves. Derfor tilbyder Hounisen Laboratorieudstyr op til en måneds gratis udlån af den nye blodtagningsvogn.


Er du interesseret i at høre mere, eller vil du gerne have besøg af en produktspecialist fra Hounisen, kan du ringe på tlf. 86 21 08 00 - eller skrive en e-mail til salg@hounisen.com

Vi gennemgår alle fordelene sammen og vejleder i, hvilke tilvalg der passer til dine behov, så du får mest mulig glæde ud af vognen.



Ring eller skriv og få en aftale

Telefon: 86 21 08 00
E-mail: salg@hounisen.com



Én vogn
- mange
fordele

Håndtag til højdejustering

Skriveplade med papirklemme

Totalmål

Mål for grundvognen:
51 cm (længde) x 68 cm (bredde) x 110 cm (højde)

Mål for vognhylde:
34,5 cm (længde) x 47,5 cm (bredde)

Mål for vognramme med hjul:
51 cm (længde) x 56,5 cm (bredde)

Ergonomisk tilrettet vognramme

Bestil direkte på tlf. 86 21 08 00

Hvorfor vælge blodtagningsvognen?

Ergonomi

Høj eller lav - indstil vognen, så den passer til din højde

Blodtagningsvognen kan højdejusteres individuelt på håndtag og vognhylder. Det sikrer dig en korrekt arbejdsstilling, uanset om du foretrækker at foretage dine blodprøver stående eller siddende.

Hygiejne

Spar tid på rengøring

Blodtagningsvognen er belagt med polyester og tåler temperaturer på op til 80° C.

Den lukkede overflade gør det let og effektivt at rengøre vognen klinisk efter brug.

Funktionalitet

Hold styr på prøvesedler og patientinformationer

Med skrivepladen er dine blodprøvebestillinger altid lige ved hånden. Du kan dreje pladen alt efter din placering i rummet, og med papirklemmen mister du ikke vigtige papirer på farten.

Skrivepladen kan også fungere som et ekstra bord under blodtagningen.

Fleksibilitet

Indret selv vognen med ekstraudstyr

Der findes et væld af muligheder for individuel tilpasning af blodtagningsvognen. Når du vælger ekstraudstyr, bestemmer du selv, hvordan du inddeler vognhylderne, og hvor du placerer dine blanketholdere, kanylebøtter og skraldespande.

Det er også muligt at indrette vognen til en EKG-vogn.

Kvalitet

Undgå udstyr, der forstyrrer arbejdsrytmen

De store gummihjul minimerer rystelser under transport, og du undgår at støde foden mod den ergonomisk tilrettede vognramme.

Kombinationen af en vognramme i kvalitetsstål og de letløbende gummihjul gør vognen let at manøvrere rundt på små stuer og smalle gangarealer.

- eller på www.hounisen.com



-fordi det er enkelt!


Tilpas vognen efter dine behov

Du har mulighed for at foretage en række tilvalg, så blodtagningsvognen bliver indrettet præcis efter dine ønsker og behov.

Kontakt kundeservice på tlf. 86 21 08 00 for vejledning i valg af ekstraudstyr.




**Kanylebøtteholder
og hyldeinddelinger**



Blanketholder



Affaldsstativ



Modulæsker



Trebenet jagtstol

Beskrivelse

Skriveplade, A4 m/papirholder

Blanket- og elektrodeholder, A5

Kanylebøtteholdere

Trådnetkurve, polybelægning eller rustfrit stål

Modulæsker eller hyldeinddelinger efter mål

Affaldsstativer

Trebenet jagtstol

Stolestativ

Hounisen – fordi det er enkelt!

En klassiker i nye klæder

Blodtagningsvognen fra Hounisen Laborarieudstyr er udviklet, så du kan tage dine blodprøver hurtigt og ergonomisk korrekt.

Blodtagningsvognen er testet over en længere periode af personalet på Odense Universitetshospital, og den bygger på bioanalytikernes forslag til videreudvikling af de bedste egenskaber fra den oprindelige blodtagningsvogn.

Vi har blandt andet tilføjet justerbart håndtag og smart højde-regulering på vognhylderne, så du minimerer slidskader i ryggen. De store gummi hjul gør vognen let at flytte og vende på gang-arealer og stuer.

Læs mere om blodtagningsvognen i brochuren, og find ud af, hvordan der er tænkt over hver en detalje på vognen.

Udviklet af brugerne - til glæde for alle

Hos Hounisen Laborarieudstyr lytter vi til vores kunders udfordringer og arbejder for at finde den løsning, der bedst opfylder deres behov.

Vi går aktivt ind i udviklingsprojekter, hvis vi kan se, at det gør en positiv forskel for vores kunder. Blodtagningsvognen er et godt eksempel på et vellykket samarbejde, der kommer flere af vores kunder til gode.

Tidligere har vi også udviklet et sikkert system til arbejde med formalin udenfor stinkskab, og vi har ændret vores emballering af objektglas, så kasserne er blevet lettere at flytte rundt på i laboratorierne.

Står du derfor med en udfordring i dit daglige laboratoriearbejde, kan du skrive til Hounisens udviklingsafdeling på salg@hounisen.com - så finder vi en løsning sammen.



Ring 86 21 08 00
- eller skriv til
salg@hounisen.com

